




# LINEAS DE LABORATORIO

CAMPANAS Y CABINAS DE BIOSEGURIDAD



# Kalstein®

A different accompaniment, at your service



**KALSTEIN® Cabinas y Campanas de Bioseguridad**  
**Cabina de Flujo Laminar Horizontal**  
**Modelo YR0109-06**



**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation will be made to a non-profit foundation that fights against breast cancer and helps most vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •  
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •  
<https://kalstein.eu>  
**KALSTEIN FRANCE, S. A. S**



# KALSTEIN® Cabinas y Campanas de Bioseguridad

## Cabina de Flujo Laminar Horizontal

Modelo YR0109-06



### Descripción del Producto:

Es un banco de trabajo o recinto similar, que crea un ambiente de trabajo libre de partículas al tomar aire a través de un sistema de filtración y expulsarlo a través de una superficie de trabajo en una corriente de aire laminar o unidireccional. El gabinete de flujo laminar está encerrado en los lados y se mantiene bajo presión positiva constante para evitar la infiltración de aire ambiental contaminado. El gabinete de flujo laminar es ampliamente utilizado en laboratorios de investigación médica, hospitales, instalaciones de fabricación y otros entornos de investigación y producción.

### Datos Técnicos:

<b>MODELO</b>	YR0109-06
<b>Tamaño externo (W * D * H)</b>	1100 * 808 * 1690 mm
<b>Tamaño interno (W * D * H)</b>	1000 * 500 * 600 mm
<b>Altura de superficie de trabajo</b>	750mm
<b>Monitor</b>	Pantalla LCD
<b>Velocidad del flujo de aire</b>	Promedio de 0.30 ~ 0.45m / s
<b>Material</b>	Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano
	Mesa de trabajo: acero inoxidable 304
	Ventanas laterales: vidrio templado de 8 mm, anti-UV
<b>Pre filtro</b>	Fibra de poliéster, lavable
<b>Filtro HEPA</b>	99.999% de eficiencia a 0.3um
<b>Ruido</b>	<65dB (A)
<b>Lámpara led</b>	12W * 1
<b>Lámpara UV</b>	20W * 1
	Emisión de 253.7 nanómetros
<b>Consumo</b>	200W
<b>Toma corriente impermeable</b>	Dos, carga total<500W
<b>Ruedas</b>	Rueda universal con patas niveladoras
<b>Fuente de alimentación</b>	AC220V ± 10%; 50 / 60Hz; 110V ± 10%, 60Hz
<b>Accesorio estándar</b>	Lámpara LED, lámpara UV * 2, base, soporte impermeable * 2, gancho * 10
<b>Accesorios opcional</b>	Base eléctrica regulable en altura
<b>Peso bruto</b>	170kg



#Let'sgivemore ❤️

Thanks to your purchase, a donation will be made to a non-profit foundation that fights against breast cancer and helps most vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •  
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S. A. S





NUESTROS SERVICIOS

## Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



### Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



### Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



### #Letsgivemore

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



### Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



### Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



### Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.





## ALGUNA DUDA?

Contactanos:

PARIS - FRANCE  
**SEDE**

2 Rue Jean Lantier  
Paris - France.

**Fax:** +33 (0) 1 78 95 87 89

**Tlf:** +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

**https://kalstein.net/**



## FAQ

Encuentra la respuesta a tu pregunta!

### 1) Como puedo hacer el pago por mi orden?

Puede realizar el pago por su orden a través de una transferencia bancaria, o a través de la pasarela de pagos online con tarjeta (debito/credito) de Kalstein.

### 2) En cuanto tiempo esta lista mi orden?

Entre 5 a 7 días su orden estara lista para su despacho inmediato.

### 3) Cuales son los metodos de envio?

Puede escoger entre flete marítimo (transito: 45-60 días), flete aéreo (transito: 10-15 días), o incluso el envío express (transito: 5-7 días).

### 4) Cual es el costo de envio?

Segun el metodo de envio de su preferencia, podemos asistirle con las tarifas mas bajas.

### 5) Como funciona la garantia?

Todos los equipos Kalstein cuentan con 1-año de garantía estandar contra defectos de fabrica (ciertas lineas cuentan con mas de 1 año y hasta 3 años).

### 6) Tienen servicio tecnico?

Por supuesto! podemos apoyarlo completamente con el soporte técnico en línea, sin cargos adicionales. Encontrará en el canal de Youtube de Kalstein videos de inducciones, soporte técnico y orientación proporcionada para un equipo de Kalstein.

### 7) Como puedo seguir el tracking de mi orden?

A través de la pagina de tracking de Kalstein! se le proporcionara el numero de guia para que pueda estar atento a la recepcion de su orden.

KALSTEIN FRANCE S.A.S

• 2 Rue Jean Lantier, • 75001 Paris •

+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 • <https://kalstein.eu>